

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Shp/Nr0B2 Para Wb E Elisa - Q15466

Número do item: CM0023404



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SHP/NR0B2 (SWISS Q15466), validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Ferramenta essencial para o estudo da sinalização de receptores nucleares e pesquisa do ritmo circadiano metabólico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHP/NR0B2 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
Espécie	Humano
ID do Gene	8431
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-257 do SHP/NR0B2 humano (NP_068804.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15466
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de Gelo