

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Siae Para Wb E Elisa - Q9Hat2

Número do item: CM0018452

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SIAE humano (sialato O-acetilesterase). Adequado para WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre o metabolismo do ácido siálico, interações célula-célula e biologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	SIAE Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LSE; AIS6; CSEC; YSG2; CSE-C; SIAE
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	54414
GeneID	54414
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-450 da SIAE humana (NP_733746.1)).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9HAT2
Peso da proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo