

Anticorpo Policlonal Anti-Siah1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8luq4

Número do item: CM0020010



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SIAH1 humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre a via ubiquitina-proteassoma e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SIAH1 Rabbit pAb
Observações/Alíás	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6477
GeneID	6477
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-313 de SIAH1 humano (NP_001006611.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8IUQ4
Peso da proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo