


Anticorpo Monoclonal Anti-Siglec-8 Para Fc - Q9Nyz4

Número do item: CM0010045



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Siglec-8 humano conjugado com , validado para citometria de fluxo. Ideal para detetar Siglec-8 em eosinófilos, basófilos e mastócitos em estudos de alergia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Siglec-8 humano
Observações/Alias	SIGLEC8; SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; lectina 8 semelhante à IgG de ligação ao ácido siálico
Espécie	Humano
ID do Gene	27181 (Humano)
Imunogénio	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-363 da Siglec-8 humana (NP_055257.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso da Proteína	44 kDa/46 kDa/54 kDa
Envio	Bolsa de gelo