

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Siglec-8 Para Wb, Fc, Elisa - Q9Nyz4

Número do item: CM0005750



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Siglec-8 validado para WB, FC, ELISA. Reage com Siglec-8 humano, de rato e camundongo, uma lectina ligante de ácido siálico expressa em eosinófilos e basófilos. Ideal para pesquisa em alergia, asma e adesão imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Siglec-8
Observações/Apelido	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; SIGLEC8; Siglec-8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-363 da Siglec-8 humana (NP_055257.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYZ4
Peso Proteico	54kDa
Envio	Em saco de gelo