

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Siglec-8 Para Wb, Elisa - Q9Nyz4

Número do item: CM0013593



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a Siglec-8 humana, um receptor de adesão de eosinófilos e mastócitos. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisa em alergia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Siglec-8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; Siglec-8
Espécie	Humana
ID do Gene	27181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-363 de Siglec-8 humana (NP_055257.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYZ4
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo