

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Siglec10 Para Wb, Elisa - Q96Lc7

Número do item: CM0022218

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SIGLEC10 validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de ratos. Imunogênio recombinante, alvo proteico de 77kDa. Consulte sobre quantidades a granel e consultoria técnica da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIGLEC10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLG2; PRO940; SIGLEC-10; SIGLEC10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	89790
ID do Gene	89790
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 627-697 do SIGLEC10 humano (NP_149121.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96LC7
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco com gelo