

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Siglec12 Para Wb, Elisa - Q96Pq1

Número do item: CM0029672

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SIGLEC12 humano (lectina tipo imunoglobulina de ligação ao ácido siálico 12). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Imunógeno recombinante que abrange os aa 20-210. Para pesquisa de adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIGLEC12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S2V; SLG; SIGLECL1; Siglec-XII; SIGLEC12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	89858
GeneID	89858
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-210 do SIGLEC12 humano (NP_443729.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96PQ1
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco com gelo