

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Siglec3/Cd33 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20138

Número do item: CM0021154



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CD33/SIGLEC3 humano (lectina 3 semelhante à imunoglobulina ligante de ácido siálico, p67). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Para biologia de células mieloides, regulação imune e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SIGLEC3/CD33 pAb de coelho
Observações/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; SIGLEC3/CD33
Espécie	Humano
GeneID (humano)	945
GeneID	945
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-259 de SIGLEC3/CD33 humano (NP_001763.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P20138
Peso da proteína	40 kDa
Transporte	Bolsa de gelo