


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Siglec5 Para Wb E Elisa - O15389

Número do item: CM0030128



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SIGLEC5 (CD170, OBBP2) validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Utilizado no estudo de adesão celular dependente de ácido siálico em células da linhagem mieloide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIGLEC5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5, SIGLEC5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8778
GeneID	8778
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-434 do SIGLEC5 humano (NP_003821.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O15389
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo