

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Siglec6 Para Wb, Elisa - O43699

Número do item: CM0018410

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SIGLEC6 validado para WB e ELISA. Detecta o SIGLEC6 humano (O43699), uma lectina de ligação ao ácido siálico que medeia a adesão celular, altamente expressa na placenta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SIGLEC6 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD327; CD33L; OBBP1; CD33L1; CD33L2; CDW327; SIGLEC6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	946
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-220 do SIGLEC6 humano (NP_942142.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43699
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo