

Anticorpo Policlonar Anti-Siglec9 Para Wb, Elisa - Q9Y336

Número do item: CM0029185

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra SIGLEC9 (CD329) humano. Adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função da lectina de ligação ao ácido siálico em células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIGLEC9 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE; SIGLEC9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27180
ID do Gene	27180
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-340 do SIGLEC9 humano (NP_001185487.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y336
Peso da Proteína	50kDa
Transporte	Bolsa de gelo