

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sik1 Para Wb, Elisa - P57059

Número do item: CM0016312

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra SIK1 validado para Western blot e ELISA, detectando SIK1 humano e murino. Ideal para estudar a gliconeogênese, a supressão tumoral, os ritmos circadianos e a diferenciação muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIK1 Rabbit pAb
Observações/Abreviações	MSK; SIK; DEE30; SIK-1; SIK1B; SNF1LK; SIK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	150094
GeneID	150094
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 da SIK1 humana (NP_775490.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P57059
Peso da Proteína	85 kDa
Transporte	Bolsa de gelo