

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sik2 Para Wb, Elisa - Q9H0K1

Número do item: CM0026109

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SIK2 humana (Q9H0K1), direcionado aos aminoácidos 827-926. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	QIK; SIK-2; SNF1LK2; LOH11CR1I; SIK2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23235
ID do Gene	23235
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 827-926 da SIK2 humana (NP_056006.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0K1
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Saco de gelo