

Anticorpo Policlonal Anti-Sik3 Para Wb E Elisa - Q9Y2K2

Número do item: CM0028952



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SIK3 validado para Western blot e ELISA em humano, rato e camundongo. Direciona a serina/treonina-proteína quinase SIK3 envolvida na sinalização mTOR e diferenciação de condrócitos. Adequado para pesquisa de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIK3 Coelho pAb
Observações/Alias	L19, QSK, SEMDK, SIK-3, SIK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23387
GeneID	23387
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 60-310 da SIK3 humana (NP_079440.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2K2
Peso Proteico	145kDa
Envio	Saco de Gelo