

Anticorpo Policlonal Anti-Sim2 De Coelho Para Wb, Elisa - Q14190

Número do item: CM0012919

introdução

Validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. O SIM2 é um fator de transcrição bHLH crítico para o desenvolvimento do SNC. Ideal para estudos de neurociência e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIM2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SIM; bHLHe15; HMC13F06; HMC29C01; SIM2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6493
ID do Gene	6493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 342-525 do SIM2 humano (NP_005060.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14190
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco com gelo