

## Anticorpo Monoclonal Anti-Sin3A Para Wb E Elisa - Q96St3

Número do item: CM0006919

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Sin3A humano (SWISS: Q96ST3) para aplicações de WB e ELISA. Reatividade cruzada validada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de coelho anti-Sin3A                                                                                                           |
| Observações/alias   | WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                             |
| ID do gene          | 25942                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da Sin3A humana (NP_056292.1)) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo                                                                                                                 |
| SWISS               | Q96ST3                                                                                                                             |
| Peso da proteína    | 145 kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                      |