

Anticorpo Policlonal Anti-Sin3A Para Wb, Elisa - Q96St3

Número do item: CM0013276

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Sin3A validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com Sin3A humano e de rato (~145 kDa). Adequado para estudos de cromatina, ritmo circadiano e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Sin3A Rabbit pAb
Observações/Apelido	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25942
GeneID	25942
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-120 da Sin3A humana (NP_056292.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96ST3
Peso da proteína	145 kDa
Transporte	Bolsa de gelo