

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sin3A Para Wb - Q96St3

Número do item: CM0019589

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o correpressor transcricional Sin3A humano, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta proteínas humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo da repressão transcricional e dos ritmos circadianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sin3A pAb de coelho
Observações/Apelido	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	25942
ID do Gene	25942
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-120 de Sin3A humano (NP_056292.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q96ST3
Peso da Proteína	145 kDa
Envio	Bolsa de gelo