

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sipa1 Para Wb E Elisa - Q96Fs4

Número do item: CM0016221

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SIPA1 para aplicações de western blot e ELISA. Detecta SIPA1 humano e de camundongo (p130 SPA-1, 112 kDa, Uniprot Q96FS4), imunógeno aminoácidos 763-1042.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SIPA1 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Observações/Alias   | SPA1; SIPA1                                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| ID do Gene (Humano) | 6494                                                                                                                          |
| ID do Gene          | 6494                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 763-1042 da SIPA1 humana (NP_694985.29). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                            |
| SWISS               | Q96FS4                                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 112 kDa                                                                                                                       |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                 |