

Anticorpo Policlonal Anti-Sirt1 Para Wb, Elisa - Q923E4

Número do item: CM0028493

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SIRT1 (Sir2) de rato, validado para WB e ELISA. Desacetilase dependente de NAD envolvida no metabolismo, envelhecimento, apoptose e ritmos circadianos. Ideal para pesquisa epigenética e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIRT1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	Sir2; Sir2a; SIR2L1; Sir2alpha
Espécie	Rato
GeneID (humano)	23411
GeneID	93759
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 638-737 do SIRT1 de rato (NP_062786.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q923E4
Peso Proteico	80 kDa/60 kDa
Envio	Em saco de gelo