

Anticorpo Policlonal Anti-Sirt1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Número do item: CM0014944



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SIRT1 humano, validado para WB, IP, IHC-P e ELISA. Adequado para estudar apoptose, metabolismo e regulação da cromatina. Reage de forma cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIRT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23411
GeneID	23411
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 448-747 do SIRT1 humano (NP_036370.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96EB6
Peso Proteico	82 kDa
Envio	Em saco de gelo