

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sirt1 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

Número do item: CM0003213



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra SIRT1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar desacetilação dependente de NAD, apoptose, metabolismo, reparo de DNA e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SIRT1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; T1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6772
ID do Gene	23411
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96EB6
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco com gelo