

Anticorpo Policlonal Anti-Sirt2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ixx6

Número do item: CM0017625



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SIRT2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo de desacetilação, ciclo celular e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SIRT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22933
GeneID	22933
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-350 de SIRT2 humano (NP_036369.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8IXJ6
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Embalagem de gelo