

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Sirt2 Para Wb, Elisa - Q8Ixx6

Número do item: CM0009545



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho de alta qualidade direcionado à SIRT2 humana (desacetilase dependente de NAD sirtuína-2). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para estudos sobre ciclo celular, epigenética e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho SIRT2
Observações/Apelido	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Espécie	Humano
GeneID	22933
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da SIRT2 humana (Q8IXJ6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IXJ6
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de gelo