

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sirt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ixxj6

Número do item: CM0005363



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SIRT2 (desacetilase dependente de NAD sirtuína-2), validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta SIRT2 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre ciclo celular, mitose e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIRT2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	SIR2; SIR2L; SIR2L2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22933
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 281-380 do SIRT2 humano (NP_036369.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IXJ6
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo