

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sirt2 (Pab) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8lxj6

Número do item: CM0017735



introdução

pAb de coelho contra SIRT2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a SIRT2 humana (desacetilase dependente de NAD) envolvida no ciclo celular, na autofagia e na dinâmica dos microtúbulos. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra SIRT2
Observações/Alças	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22933
ID do Gene	22933
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-350 da SIRT2 humana (NP_036369.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IXJ6
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo