

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sirt3 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Número do item: CM0003958



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SIRT3 de alta especificidade, validado por KO, para WB, IHC-P, IP, ELISA. Tem como alvo o SIRT3 humano e de rato, uma desacetilase de proteína dependente de NAD mitocondrial que regula o metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SIRT3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SIR2L3; T3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23410
ID do Gene	23410
Imunogénio	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-399 do SIRT3 humano (NP_036371.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NTG7
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo