

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Sirt3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Número do item: CM0029761



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra SIRT3 (SIR2L3) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta SIRT3 humano, de camundongo e rato, uma desacetilase dependente de NAD mitocondrial envolvida no metabolismo e na resposta ao estresse. Ideal para pesquisa de metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIRT3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SIR2L3; SIRT3
Espécie	Humano
ID do Gene	23410 (Humano)
Imunógeno	Proteína recombinante Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 388-399 do SIRT3 humano (NP_036371.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NTG7
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo