

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sirt3 [Validado Por Ko] Para Wb E Elisa - Q9Ntg7

Número do item: CM0029154



introdução

[Validado por KO] Anticorpo policlonal de coelho SIRT3 para aplicações de Western blot e ELISA. Validado em humano, rato e rato. Adequado para estudar a função de desacetilase mitocondrial e metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SIRT3 Coelho pAb
Observações/Apêndice	SIR2L3; T3
Espécie	Humano
GeneID	23410
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 299-399 do SIRT3 humano (NP_036371.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NTG7
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo