

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sirt5 Para Wb E Elisa - Q9Nxa8

Número do item: CM0007663



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra SIRT5 humano (SIR2L5), validado para WB e ELISA. Reconhece SIRT5 de humano, camundongo e rato; ideal para estudos de atividade desacilase e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIRT5 Rabbit mAb
Observações/Alias	SIR2L5; SIRT5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23408
GeneID	23408
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-310 da SIRT5 humana (NP_036373.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NXA8
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo