

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sirt5 (Sir2L5) Para Wb, Elisa - Q9Nxa8

Número do item: CM0022854



introdução

pAb de coelho anti-SIRT5, validado para WB e ELISA, reconhece a SIRT5 humana (SIR2L5), uma desuccinilase e desmalonilase mitocondrial dependente de NAD envolvida no metabolismo. Ideal para pesquisas metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-SIRT5
Observações/Alias	SIR2L5; SIRT5
Espécie	Humana
ID do gene	23408
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 216-310 da SIRT5 humana (NP_036373.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9NXA8
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo