


Anticorpo Monoclonal Anti-Sirt6 Para Wb, Elisa - Q8N6T7

Número do item: CM0010072



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SIRT6 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa em reparo de DNA, envelhecimento, metabolismo e câncer. Reconhece SIRT6 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] SIRT6 Rabbit mAb
Observações/Alias	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51548
GeneID	51548
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 256-355 do SIRT6 humano (Q8N6T7).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6T7
Peso da Proteína	36 kDa/39 kDa
Envio	Bolsa de gelo