


Anticorpo Policlonal Anti-Sirt6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Número do item: CM0021135



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SIRT6 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de reparo de danos ao DNA, metabolismo e envelhecimento. SWISS: Q8N6T7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIRT6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51548
GeneID	51548
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-355 do SIRT6 humano (NP_057623.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N6T7
Peso da Proteína	36 kDa/39 kDa
Envio	Saco com gelo