

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sirt7 Para Wb, Elisa - Q9Nrc8

Número do item: CM0006815



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SIRT7 validado para WB e ELISA. Detecta SIRT7 humano com reatividade cruzada para camundongo. Ataca a desacetilase dependente de NAD envolvida na regulação da cromatina e transcrição. Ideal para pesquisas epigenéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIRT7 Rabbit mAb
Observações/Apelido	SIR2L7; SIRT7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51547
ID do Gene	51547
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 301-400 do SIRT7 humano (NP_057622.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NRC8
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Saco com gelo