

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Siva1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15304

Número do item: CM0027097

introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-SIVA1 validado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas e de camundongo. Alvo: proteína reguladora da apoptose Siva. Ideal para estudos de apoptose e sinalização de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIVA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SIVA; CD27BP; Siva-1; Siva-2; SIVA1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10572
GeneID	10572
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da SIVA1 humana (NP_068355.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O15304
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo