

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Six1 Para Wb E Elisa - Q15475

Número do item: CM0016591



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SIX1 humano (proteína homeobox SIX1). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano e camundongo. Adequado para estudos de desenvolvimento embrionário, miogênese e pesquisa do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIX1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BOS3, TIP39, DFNA23, SIX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6495
GeneID	6495
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-270 da SIX1 humana (NP_005973.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15475
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo