

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Six2 Para Wb, Elisa - Q9Npc8

Número do item: CM0027909

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SIX2, validado para WB e ELISA com reatividade humana e de rato. SIX2 é um fator de transcrição crucial para o desenvolvimento renal, craniofacial e do estômago.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIX2 Rabbit pAb
Observações/Alias	SIX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10736
ID do Gene	10736
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-174 do SIX2 humano (NP_058628.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NPC8
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de Gelo