

Anti-Six5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8N196

Número do item: CM0021784

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SIX5 humano (BOR2/DMAHP). Validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada de camundongo e rato. Almeia o fator de transcrição envolvido na organogênese e desenvolvimento retiniano. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIX5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BOR2, DMAHP, SIX5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	147912
ID do Gene	147912
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do SIX5 humano (NP_787071.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8N196
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco com gelo