

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Skap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075563

Número do item: CM0015261



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SKAP2 humano, uma fosfoproteína associada à quinase Src envolvida na adesão e sinalização de células B. Validado para aplicações WB, IF/ICC, ELISA e apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SKAP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PRAP, RA70, SAPS, SCAP2, SKAP55R, SKAP-HOM, SKAP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8935
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 de SKAP2 humano (NP_003921.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75563
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo