

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Skil Para Wb, Elisa - P12757

Número do item: CM0029881



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra SKIL humano (SnoN/SnoA/SnoI), validado para Western blot e ELISA. Adequado para detectar SKIL em amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para estudos de divisão e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SKIL Rabbit pAb
Observações/Alias	SNO; SnoA; SnoI; SnoN; SKIL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6498
GeneID	6498
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 do SKIL humano (NP_005405.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12757
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo