

Anticorpo Policlonal Anti-Skiv2L2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P42285

Número do item: CM0026836



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SKIV2L2 humana (MTR4/DOB1). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Investigue a helicase de RNA do exossomo na vigilância e processamento de RNA nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SKIV2L2 Rabbit pAb
Observações/Alias	Dob1; Mtr4; SKIV2L2; fSAP118; KIAA0052
Espécie	Humano
ID do Gene	23517
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-304 da SKIV2L2 humana (NP_056175.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42285
Peso da Proteína	118kDa
Envio	Bolsa de gelo