

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Skp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P63208

Número do item: CM0008099



introdução

mAb de coelho anti-SKP1 para Western blot, IF/ICC, ELISA. Desenvolvido para SKP1 humano, de camundongo e de rato (P63208). Detecta um componente proteico de 19 kDa da ligase de ubiquitina SCF, essencial para pesquisas sobre o ciclo celular e a transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-SKP1
Observações/Apelidos	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6500
ID do gene	6500
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 64–163 da SKP1 humana (P63208)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P63208
Peso da proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo