

Anticorpo Monoclonal Anti-Skp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13309

Número do item: CM0011607



introdução

Anticorpo monoclonal anti-SKP2 recombinante de coelho, validado para Western blot, imunohistoquímica e ELISA. Reconhece SKP2 humano (Q13309), uma proteína F-box que regula a progressão do ciclo celular através da degradação mediada por ubiquitina de p27 e outros substratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SKP2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Espécie	Humano
ID do Gene	6502
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da SKP2 humana (Q13309)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13309
Peso da Proteína	48 kDa
Transporte	Saco de gelo