

Anticorpo Policlonal Anti-Skp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13309

Número do item: CM0017469



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SKP2 humano (p45, FBL1). Aplicações: WB, IF/ICC, ELISA. Peso molecular previsto: 48 kDa. Reage cruzadamente com humano. Para estudar regulação do ciclo celular, via do proteassoma de ubiquitina e mecanismos antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SKP2 Coelho pAb
Observações/Apelido	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Espécie	Humano
ID do Gene	6502
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do SKP2 humano (NP_005974.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13309
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de Gelo