

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Skp2 Para Western Blot, If/Icc, Elisa - Q13309

Número do item: CM0027712



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado direcionado a SKP2 para detecção em Western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ferramenta essencial para pesquisa do ciclo celular e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho Anti-SKP2
Observações/Apelido	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	6502
GeneID	6502
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da SKP2 humana (NP_005974.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13309
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Transporte	Em saco de gelo