

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sla2 Para Wb, Elisa - Q9H6Q3

Número do item: CM0018528



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra SLA2 para WB, ELISA. Detecta o SLA2 humano (adaptador semelhante a Src 2), um regulador negativo da sinalização do receptor de células T. Adequado para pesquisas em imunologia e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLA2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MARS; SLAP2; SLAP-2; C20orf156; SLA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84174
GeneID	84174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do SLA2 humano (NP_115590.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H6Q3
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo