


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slamf6 Para Wb, Elisa - Q96Du3

Número do item: CM0016436



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SLAMF6 humano (CD352/NTB-A). Validado para WB e ELISA. SLAMF6 é um receptor com auto-ligante que modula a ativação e a diferenciação das células imunes. Ideal para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SLAMF6 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; SLAMF6
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	114836
ID do Gene	114836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-215 de SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q96DU3
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo