

Anticorpo Policlonal Anti-Slamf7 Para Wb E Elisa - Q9Nq25

Número do item: CM0027885

introdução

Anticorpo policlonal Anti-SLAMF7 (coelho) para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, camundongo, rato. Tem como alvo o membro 7 da família SLAM, um receptor que modula a ativação de células imunes. Útil para pesquisa em imunologia. 37kDa, UniProt Q9NQ25.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLAMF7 Coelho pAb
Observações/Apelido	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57823
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-226 do SLAMF7 humano (NP_067004.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQ25
Peso Proteico	37kDa
Envio	Em saco de gelo