

Anticorpo Policlonal Anti-Slamf7 Para Wb E Elisa - Q9Nq25

Número do item: CM0015816

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLAMF7 humano (CS1, CD319). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Adequado para estudar a ativação de células NK e a modulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLAMF7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57823
ID do Gene	57823
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-226 do SLAMF7 humano (NP_067004.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NQ25
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco gelado